

**46.218 UN 1824**

## **Säuretest für Essig**

### *Test estimatif de l'acide dans le vinaigre*

Essigsäure-Test-Zylinder zur Abschätzung der Gesamtsäure in Essig.

Mit diesem Set lässt sich die Gesamtsäure in Essig rasch und günstig ermitteln.

Ersetzt jedoch nicht ganz die Genauigkeit der amtlichen Referenzmethode, die Sie ebenfalls in unserem Sortiment finden (Titriergerät für Weinessig Art. Nr. 46.217).

Inkl. Folgender Reagenzien / Zubehör:

70.122.25\* 250 ml Blaulauge 1/3 n

46.715.10\* Messpipette 10 ml

46.210.01\* Polypipette

*Cylindre pour la détermination estimative de l'acide totale dans le vinaigre.*

*Avec ce kit l'acide totale se détermine d'une façon économique et facile.*

*Cette méthode ne remplace pas la méthode officielle (no. d'art. 46.217 Appareil de titrage pour vinaigre de vin)*

*Prix incl. réactifs\* et accessoires \**

70.122.25\* 250 ml lessive alcaline bleue 1/3 n

46.715.10\* pipette graduée 10 ml

46.210.01\* Titrovin pipette plastique

**70.122.25****UN 1824****250 ml****Blaulauge 1/3N****1/3N lessive alcaline bleu****Achtung / attention**

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht Hautreizung.

Verursacht schwere Augenreizung.

*Peut être corrosif pour les métaux. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.*



Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.

*Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/...EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un récipient fermé.*

**Enthält / Contient:** 1-2 % Natriumhydroxid  
1-2 % de hydroxyde de sodium

**Haltbarkeit:** mind. bis 08.2020, Charge no. 236

**Stockage:** minimum jusqu'à 08 2020

**Baldinger****Max Baldinger AG –**

CH-5464 Rümikon Tel. +41 (0) 44 806 80 80

**70.122.25****UN 1824****250 ml****Blaulauge 1/3N****1/3N lessive alcaline bleu****Achtung / attention**

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht Hautreizung.

Verursacht schwere Augenreizung.

*Peut être corrosif pour les métaux. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.*



Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.

*Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/...EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un récipient fermé.*

**Enthält / Contient:** 1-2 % Natriumhydroxid  
1-2 % de hydroxyde de sodium

**Haltbarkeit:** mind. bis 08.2020, Charge no. 236

**Stockage:** minimum jusqu'à 08 2020

**Baldinger****Max Baldinger AG –**

CH-5464 Rümikon Tel. +41 (0) 44 806 80 80