

MAX BALDINGER AG/SA

CH-5464 Rümikon— www.baldinger.biz


Tel. +41 44 806 80 80 e-mail info@baldinger.biz

69.332.01
ICV Zéphyr
Flasche 1 L

Baldinger
seit 1912



et l'expertise du vin

 **ZEPHYR**

Enzyme liquide pour usage oenologique

Activité standardisée Polygalacturonase : 9400 PGNU / mL

Dose pour 25 tonnes ou 250 hL

1 LITRE

Dose recommandée :

4 mL/hL ou q

Recommandations d'emploi :

Diluer le contenu du bidon dans 10 fois son volume d'eau froide. Incorporer la solution le plus régulièrement possible. Utiliser cette solution diluée dans la journée.

Contient :

Polygalacturonase, Pectine lyase, eau, glycérol, chlorure de sodium q.s.

STOCKER ENTRE 0° ET 10°C

Attention

Aucun traitement à la bentonite ne doit être effectué durant le temps de réaction recommandé.

Se référer à la réglementation en vigueur et aux conseils du Consultant ICV.

Groupe ICV

La Jasse de Maurin - 34 970 LATTES

Tel : 04 67 07 04 90

www.icv.fr - icv@icv.fr

EMB 300420

Produit par
NOVOZYMES

La mise en œuvre des enzymes :

- **Diluez les enzymes dans 10 fois leur volume d'eau, soit 9 L pour un bidon de 1 L :**

- Avec ces proportions on ajoute la dose recommandée de 4 mL/hL ou q avec une addition de 40 mL/q ou 400 mL/T.
- Une telle préparation se conserve aisément 24 heures sans perte d'efficacité.
- Veillez à fermer le cubitainer ou le bac dans lequel est conservée la solution.

- **Ajoutez les enzymes de manière homogène aux raisins ou aux jus :**

- L'homogénéité de l'addition assure une meilleure efficacité.
- L'apport en post éraflage permet de limiter les pertes.
- Les enzymes sont des protéines et sont donc totalement dénaturées (donc inefficaces) à 70°C. Dans les ateliers avec chauffage des raisins et des jus, **assurez-vous que la température est bien inférieure à 60°C.**

- **Pour contrôler l'efficacité des enzymes, mesurez les turbidités et faites régulièrement des tests pectines. Voir avec votre consultant ICV.**

LOT ZEP22501
DDM 20/01/2025





ADIVALOR®

Une fois terminé, bien vider et rincer le bidon.
Éliminer séparément les emballages vides, bidon
et bouchon, via les collectes organisées par les
distributeurs partenaires de la filière A.D.I. VALOR
ou un autre service de collecte spécifique.



DANGER

- Peut provoquer des symptômes allergiques /
asthme / difficultés respiratoires par inhalation.
- Ne pas respirer les poussières / vapeurs.
- Éviter le contact prolongé avec la peau.
- Porter un vêtement de protection et des
gants appropriés.
- En cas de renversement, rincer avec de l'eau.

Consultez la fiche de données sécurité
sur www.icv.fr