

69.671.95

**Silikon Antischaum
Silicone anti-mousse**

20 kg

Baldinger
seit 1951

Zur Vermeidung der Schaumbildung bei Gärung und Destillation von Maischen

Dosierung: 2 – 5 g / hl

Anwendung: Silicon-Antischaum US mit etwas Wasser verdünnen und gleichmässig auf die Maischeoberfläche und die Behälterwände verteilen (eventuell dazu einen Zerstäuber verwenden).

Lagerung: Vor Frost schützen!.

Haltbarkeit: siehe Vorderetikett
Vor Frost fern halten!

stockage: voir contre-étiquette
il faut éviter le gel!

Inhaltsstoffe : lebensmittelechtes Silikonöl
Huile alimentaire à base de silicone
Charge no: siehe Vorderseite / voir contre-étiquette

Max Baldinger AG
CH-5464 Rümikon
Tel. +41 (0) 44 806 80 80
www.baldinger.biz

Pour éviter la production de mousse lors de la fermentation et distillation.

Dosage : 2 -5 g / hl

Utilisation : Silicone-Antischaum US diluer avec un peu d'eau et disperser d'une manière régulière sur la surface du récipient ou sur le chapeau de marc. Un vaporisateur peut vous faciliter la tâche.

Stockage : *il faut éviter le gel.*